



l'infostomie

Bulletin d'informations

Avril 2013



Dans ce numéro :

- Anneau Brava
- Spéciaux saisonniers
- Bas Mediven Active
- Congrès A.Q.P.S.
- Enfile-bas Doff N' Donner

CONGRÈS A.Q.P.S.

Le Congrès n'aura pas lieu à Hôtel des Seigneurs, tel qu'annoncé dans l'infostomie du mois de février. Le lieu reste à déterminer pour le moment. Pour plus d'information, contactez Monsieur Lapointe au 514-645-4023. Merci



Nouveauté : Coloplast

Nous avons transmis vos commentaires face aux boîtes d'**anneaux moulables** en format de 30 que plusieurs trouvaient dispendieuses lorsqu'ils devaient se les procurer en plus de leur appareillage. Les **anneaux moulables Brava** de Coloplast sont maintenant disponibles en format de 10, au lieu de 30. Cela permettra d'alléger vos factures et ils seront plus accessibles pour tous.

Nouveauté : Site Internet

Vous pouvez visionner les **spéciaux saisonniers** sous l'onglet Spéciaux. Les spéciaux du printemps y sont présentement publiés.

Nouveauté : Bas médicaux

Bas mediven active: sportif, côtelé
Conçu pour les hommes; aimé par les femmes

mediven active est un bas jarret de compression sportif, de la classe de compression 20-30mmHG et 30-40 mmHG. Il est utilisé en cas de troubles veineux légers et modérés ainsi que lors de jambes lourdes et fatiguées et de gonflements. Son tricot côtelé séduisant s'avère aussi très efficace. Son apparence discrète fait qu'il ne se différencie guère d'un bas normal pour hommes. Le bas mediven active est agréable à porter et très résistant. La finition du bord supérieur est souple et confortable sur la peau.

Pour plus d'information :

1-800-463-5318

www.stomie.ca



CENTRE DE STOMIE DU QUÉBEC

Tout pour votre mieux-être


Saviez-vous que?



Nouveauté : Bas support et médicaux

SIGVARIS : Enfile-bas Doff N' Donner

Le dispositif d'enfilage révolutionnaire pour tous les bas et les chaussettes de compression. Le Doff N' Donner de SIGVARIS est un dispositif souple qui vous permet de guider rapidement un bas ou une chaussette de compression vers le haut ou le bas de votre jambe ou de votre bras, simplifiant ainsi l'enfilage et le retrait de tous les types d'accessoire de compression graduée. Le Doff N' Donner SIGVARIS est idéal pour l'auto-enfilage et l'enfilage par le personnel soignant.



Aussi offerts : Cône Doff N' Donner SIGVARIS

Ce dispositif agit comme dispositif de chargement et facilite le déroulement de bas sur le Doff N' Donner SIGVARIS. La base comporte un mécanisme de succion qui permet de la fixer solidement à la plupart des surfaces lisses et propres. (Vendu séparément)

Visitez notre site internet dans la section Nouveaux Produits afin d'avoir plus d'information sur les derniers arrivages et ce, pour toutes nos spécialités.



CENTRE DE STOMIE DU QUÉBEC

Tout pour votre mieux-être

1624, 1^{re} Avenue, Québec (Québec) G1L 3L6

T (418) 522-1268 1 800 463-5318

F (418) 522-8294

www.stomie.ca

*Notre mission : contribuer au mieux-être
des personnes en offrant les produits
les mieux adaptés à leur réalité.*