



l'infostomie

Bulletin d'informations




Octobre 2014



Dans ce numéro :

- Bas Soft Opaque Mûre
- Bas Midtown Microfiber
- Collerette Natura Accordéon Malléable
- Action de Grâce



Nos bureaux seront fermés lundi, le 13 octobre pour le congé férié de l'Action de Grâce.

Nous vous invitons à prendre vos précautions en prévision de ce congé. Nous serons ouvert samedi le 11 octobre, de 9h à midi et seront de retour mardi le 14 octobre, à 8h30.

Toute notre équipe vous souhaite une belle fête de l'action de Grâce !

Stomie :



La collerette Natura Accordéon est offerte avec la Technologie malléable de ConvaTec

SÛR :

Une étanchéité qui s'obtient par un mouvement de type élastique : l'adhésif « rebondit » (reprise de forme) pour s'ajuster aux dimensions et à la forme de de votre stomie, apportant confort et étanchéité incroyables; il en résulte ainsi moins de fuites et une peau plus saine.

SIMPLE :

Il suffit de dérouler, de façonner et de maintenir l'adhésif en place pour qu'il s'ajuste aux stomies de toutes formes et dimensions. Pas de découpage, pas d'étirement, pas d'à-peu-près. La collerette se soulève facilement pour donner tout l'espace suffisant à vos doigts pour le couplage.

CONFORTABLE :

La barrière cutanée flexible suit les mouvements du corps; elle peut être « aplatie » pour passer aussi inaperçue que possible sous les vêtements. La collerette Natura Accordéon est compatible avec nos sacs confortables, à la fine pointe de la technologie.




CENTRE DE STOMIE DU QUÉBEC

Tout pour votre mieux-être



Anti-glisser Sensinnov

pour garder le bas cuisse en place



Anti-glisser perlé en silicone

offert en bas jarret

Bas support et médicaux :



BAS MIDTOWN MICROFIBER de Sigvaris

Maintenant offerts en bas jarret avec anti-glisser et bas cuisse avec anti-glisser

Caractéristiques

- Microfibre reposant contre la peau à 100 % pour assurer le confort
- Bas doux et durables à porter tous les jours
- Excellente respirabilité et absorption de l'humidité pour un confort accru
- Bas faciles à enfiler et à enlever grâce à la bande de maintien souple



BAS SOFT OPAQUE de Sigvaris

Nouvelle teinte pour l'automne : Mûre !

- Teinte en édition limitée pour l'automne 2014!
- Offerte pour les modèles de bas jarret, cuisse et collant
- Niveau de compression : 20 à 30 mmHg



CENTRE DE STOMIE DU QUÉBEC

Tout pour votre mieux-être

1624, 1^{re} Avenue, Québec (Québec) G1L 3L6

T (418) 522-1268 1 800 463-5318

F (418) 522-8294

www.stomie.ca

*Notre mission : contribuer au mieux-être
des personnes en offrant les produits
les mieux adaptés à leur réalité.*