



# l'infostomie

Bulletin d'informations




Octobre 2014



*Dans ce numéro :*

- Bas Soft Opaque Mûre
- Bas Midtown Microfiber
- Collettere Natura Accordéon Malléable
- Action de Grâce



*Nos bureaux seront fermés lundi, le 13 octobre pour le congé férié de l'Action de Grâce.*

*Nous vous invitons à prendre vos précautions en prévision de ce congé. Nous serons ouvert samedi le 11 octobre, de 9h à midi et seront de retour mardi le 14 octobre, à 8h30.*

*Toute notre équipe vous souhaite une belle fête de l'action de Grâce !*

**Stomie :**



**La collettere Natura Accordéon est offerte avec la Technologie malléable de ConvaTec**

**SÛR :**

Une étanchéité qui s'obtient par un mouvement de type élastique : l'adhésif « rebondit » (reprise de forme) pour s'ajuster aux dimensions et à la forme de de votre stomie, apportant confort et étanchéité incroyables; il en résulte ainsi moins de fuites et une peau plus saine.

**SIMPLE :**

Il suffit de dérouler, de façonner et de maintenir l'adhésif en place pour qu'il s'ajuste aux stomies de toutes formes et dimensions. Pas de découpage, pas d'étirement, pas d'à-peu-près. La collettere se soulève facilement pour donner tout l'espace suffisant à vos doigts pour le couplage.

**CONFORTABLE :**

La barrière cutanée flexible suit les mouvements du corps; elle peut être « aplatie » pour passer aussi inaperçue que possible sous les vêtements. La collettere Natura Accordéon est compatible avec nos sacs confortables, à la fine pointe de la technologie.



**CENTRE DE STOMIE DU QUÉBEC**


Tout pour votre mieux-être





### Anti-glisse Sensinnov

pour garder le bas cuisse en place



### Anti-glisse perlé en silicone

offert en bas jarret

## Bas support et médicaux :



### BAS MIDTOWN MICROFIBER de Sigvaris

Maintenant offerts en bas jarret avec anti-glisse et bas cuisse avec anti-glisse

#### Caractéristiques

- Microfibre reposant contre la peau à 100 % pour assurer le confort
- Bas doux et durables à porter tous les jours
- Excellente respirabilité et absorption de l'humidité pour un confort accru
- Bas faciles à enfiler et à enlever grâce à la bande de maintien souple



### BAS SOFT OPAQUE de Sigvaris

Nouvelle teinte pour l'automne : Mûre !

- Teinte en édition limitée pour l'automne 2014!
- Offerte pour les modèles de bas jarret, cuisse et collant
- Niveau de compression : 20 à 30 mmHg



**CENTRE DE STOMIE DU QUÉBEC**

*Tout pour votre mieux-être*

1624, 1<sup>re</sup> Avenue, Québec (Québec) G1L 3L6

**T** (418) 522-1268 1 800 463-5318

**F** (418) 522-8294

[www.stomie.ca](http://www.stomie.ca)

*Notre mission : contribuer au mieux-être  
des personnes en offrant les produits  
les mieux adaptés à leur réalité.*