



Nouveau

Advance

Cathéter intermittent **sans contact**

Confiance. Pure et simple.



Gaine de manipulation sans contact

Vous aide à manipuler librement le cathéter

Oeillets ultra-doux

Pour une insertion et un retrait en douceur

Réservoir de gel

Permet de contrôler la lubrification du cathéter

Embout protecteur

Aide le cathéter à éviter les bactéries qui se trouvent dans l'environnement près de l'ouverture de l'urètre

Appelez-nous pour des échantillons:



CENTRE DE STOMIE DU QUÉBEC

1624, 1^{re} Avenue, Québec G1L 3L6
418 522-1268 1 800 463-5318

Hollister

Le cathéter intermittent Advance est un cathéter prélubrifié de gel et hygiénique qui vous aide à gérer votre routine quotidienne avec confiance. Recommandé par votre clinicien, il est conçu pour vous aider à vous cathétériser en toute simplicité.

